




































	H	G	F	E	D	C	B	A	A'
<b>1</b>	<b>URE</b>	<b>ARG</b>	<b>ORN</b>	<b>ESL</b>	<b>GLR</b>	<b>bGL</b>	<b>NAG</b>	<b>bGA</b>	<b>NIT</b>
<b>+</b>									
<b>-</b>									
<b>2</b>	<b>SUC</b>	<b>TRE</b>	<b>MAN</b>	<b>MLT</b>	<b>SOR</b>	<b>RAF</b>	<b>RIB</b>	<b>XYL</b>	
<b>+</b>									
<b>-</b>									

# Pracovní schéma / Working pattern / Pracovní postup / Vázlatos munkamenet



35±2°C, 24 h.



Záznam výsledkov do formulára  
Record the results in the form  
Záznam výsledků do formuláře  
Az eredmények feljegyzése az úrlapra



Záznam výsledkov do počítača  
Record the results in the computer  
Záznam výsledků do počítače  
Az eredmények feljegyzése a számítógépbe

