

Výhody a vlastnosti:

- ✔ Identifikácia anaeróbných baktérií uvedených v identifikačnej tabuľke
- ✔ Vysoká identifikačná účinnosť
- ✔ Možnosť skladovania pri laboratórnej teplote
- ✔ Dlhá expirácia a vysoká stabilita
- ✔ Aktuálna taxonómia
- ✔ Inovatívna súprava umožňujúca bezčinnidlovú prácu a využitie bifunkčných testov na nosiči
- ✔ 24-26 testov
- ✔ Jednotná hustota bakteriálnej suspenzie
- ✔ Inkubácia pri 35 ± 2 °C, v anaeróbnej atmosfére
- ✔ Vyhodnotenie po 24 hod.
- ✔ Vykonané externé nezávislé testovanie

Súprava obsahuje:

- ✔ 10 mikrotitračných doštičiek s viečkom umožňujúcich vykonanie 40 testov
- ✔ 40 výsledkových formulárov
- ✔ 10 inkubačných sáčkov
- ✔ Pracovný návod

Pre prácu so súpravou odporúčame zakúpiť:

Suspenzné médium pre GP 24 (Ref. 4001), NIT reagent (Ref. 3005)

Bifunkčné testy:

IND reagent (Ref. 3002), PHS reagent (Ref. 3008)

Doplnkové testy:

DMACA reagent (Ref. 3009), OXI (Ref. 2001)

Pracovná schéma:

