



Záznam výsledkov do formulára
Record the results in the form
Záznam výsledků do formuláře
Az eredmények feljegyzése az űrlapra



Identifikačná tabuľka alebo oktálový kód
Identification plate or octal code
Identifikační tabulka nebo oktálový kód
Azonosító táblázat vagy oktális kód

	H	G	F	E	D	C	B	A
1	SPS	GLU	MLT	FRU	SUC	LAC	GGT	TRB
+								
-								

Identifikačná tabuľka / Identification table / Identifikační tabulka / Azonosító táblázat

Názov / Name / Název / Név	SPS	GLU	MLT	FRU	SUC	LAC	GGT	TRB	ONP	Profil
<i>N. cinerea / N. elongata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	000
<i>N. flavescens</i>	+	+	-	-	-	-	-	-	-	300
<i>N. gonorrhoeae</i>	-	+	-	-	-	-	-	-	-	200
<i>N. lactamica</i>	-	v	+	-	-	+	-	-	+	440, 640, (ONP+)
<i>N. meningitidis</i>	-	+	+	-	-	-	+	-	-	601
<i>N. polysaccharea</i>	+	+	+	-	v	-	-	-	-	700, 720
<i>N. sicca / N. mucosa / N. subflava</i>	+	+	+	+	(+)	-	v	-	-	710, 711, 730, 731
<i>M. catarrhalis</i>	-	-	-	-	-	-	-	+	-	002

DIAGNOSTICS s. r. o., Hodská 68, 924 01 Galanta, Slovenská Republika

tel.: +421-917-742927, +421-917-742931, +421-31-7886415, fax: +421-2-69202902

IČO: 35 871 181, DIČ: 2021281394, IČ DPH: SK2021281394, www.diagnostics.sk, e-mail: info@diagnostics.sk

číslo účtu: 262 070 1536/1100 (Tatra banka), IBAN: SK84 1100 0000 0026 2070 1536, SWIFT: TATRSKBX

